

圆爱康骨科方案

方案 1

方案名称：肘关节训练计划

疾病类型：肘/肘关节炎

方案简介：肘关节镜术后

方案类型：系统

术前训练：无

术后训练：

肩前屈				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	7	3	130
标准	8	28	3	150
肩外展				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	7	5	120
抗阻	8	28	3	150
肩上举				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	1	7	3	170
肩外旋(卧)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	1	28	3	80
前臂前旋				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	7	5	85
屈肘				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	7	3	110
标准	8	28	3	130
标准	29	60	3	150

测量量表

术后 7 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	切口情况调查 查看详情	
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
术后 14 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	切口情况调查 查看详情	

量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
术后 28 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	满意度调查 查看详情	
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
术后 56 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	满意度调查 查看详情	
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	

方案 2

方案名称：髌骨骨折康复方案

疾病类型：下肢/髌骨骨折

方案简介：仅供参考，请根据患者实际情况进行调整

方案类型：系统

术前训练：无

术后训练

髋后伸				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	43	70	2	40
深蹲				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
扶椅	70	84	2	110
扶椅	85	90	3	120
静蹲训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
靠墙	57	77	2	70
靠墙	78	90	3	90
坐位屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	7	21	2	90
助力	22	42	2	110
俯卧屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	43	70	2	120
负重	71	90	2	120
坐位伸膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	5	21	2	90
标准	22	42	2	90
抗阻	43	70	3	90
站立屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	22	35	2	110
负重	36	56	2	110
足跟滑移				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	3	7	2	60
标准	8	14	2	90
标准	15	21	2	100
标准	22	42	2	120

踝泵				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	14	6	0
髌外展(侧卧)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	3	14	3	40
提踵(非监测项)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	57	90	2	37
屈膝屈髋(站)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	29	56	3	90
直腿抬高(10s)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	5	42	3	40
负重 1kg	43	90	3	40
被动膝伸直训练(5分钟)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	14	4	0

测量量表

术后 14 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	切口情况调查 查看详情	
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
活动度测量	屈膝角度(足跟滑移)	90.0 度
术后 28 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	切口情况调查 查看详情	
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
活动度测量	屈膝角度(足跟滑移)	110.0 度
术后 56 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	切口情况调查 查看详情	
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
活动度测量	屈膝角度(足跟滑移)	120.0 度

活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 84 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	120.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
活动度测量	屈膝角度（半蹲）	120.0 度

方案3

方案名称：膝关节内侧副韧带损伤重建术

疾病类型：膝/股骨头坏死

方案简介：膝关节内侧副韧带损伤重建术后康复计划模板，仅供参考，请根据患者具体情况调整后使用！

方案类型：系统

髁后伸				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	15	21	3	35
深蹲				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
扶椅	57	70	2	130
静蹲训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
靠墙	43	56	3	45
靠墙	57	70	5	60
直腿抬高				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	28	3	40
负重 0.5kg	29	56	3	40
负重 1kg	57	70	5	40
坐位屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	22	28	3	100
助力	29	35	3	115
助力	36	56	3	130
俯卧屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	43	56	3	110
负重	57	70	3	130
坐位伸膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	22	28	3	90
标准	29	42	3	90
抗阻	43	70	5	90
站立屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	21	35	5	90
标准	36	56	5	120
足跟滑移				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	22	28	3	90

标准	29	56	5	56
踝泵				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	14	10	0
标准	15	21	6	0
髋外展(侧卧)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	21	3	40
被动膝伸直训练（5 分钟）				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	14	4	0
标准	15	28	6	0
标准	29	42	8	0

测量量表

术后 7 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	

术后 14 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	

术后 28 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	

术后 42 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	

术后 56 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	

量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	
------	---------------------------------------	--

术后 70 天

类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	疼痛 VAS-NRS 评分 查看详情	
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	

术后 90 天

类型	项目/标题	目标角度/得分
量表评估	KOOS KNEE SURVEY 查看详情	

方案 4

方案名称：普通膝关节镜术后～非 ACL 重建

疾病类型：膝/半月板损伤

方案简介：适用于半月板修复，关节腔清理等非 ACL 损伤修复重建的普通关节镜手术术后康复训练。

方案类型：系统

术前训练：无

术后训练

静蹲训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
靠墙	22	60	2	65
靠墙	61	90	5	65
直腿抬高				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	3	14	5	40
负重 0.5kg	15	30	5	40
负重 1kg	31	60	5	40
负重 1.5kg	61	90	5	40
坐位屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	5	28	3	115
坐位伸膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	5	14	2	60
标准	15	35	3	85
站立屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	15	90	3	90
足跟滑移				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	2	7	2	100
标准	8	21	4	100
踝泵				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	0	3	15	60
标准	4	7	8	60
标准	8	14	4	60
屈膝屈髋(站)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度

标准	15	60	2	85
标准	61	90	3	85
被动膝伸直训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	28	4	60

测量量表

术后 1 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	35.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	5.0 度
术后 3 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	35.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	5.0 度
术后 5 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 11 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 17 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 23 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 29 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 35 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 41 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度

活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 47 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 53 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 59 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 65 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 71 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 77 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 83 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度
术后 89 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	直腿抬高	50.0 度
活动度测量	坐位主动伸膝	1.0 度

方案 5

方案名称：TKA 术后康复方案-90 天

疾病类型：膝/骨性关节炎

方案简介：本方案模板适用于普通初次膝关节置换术后康复训练，仅供参考。

方案类型：系统

术前训练：无

术后训练：

静蹲训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
靠墙	21	30	2	65
靠墙	31	90	2	65
直腿抬高				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	3	7	3	40
标准	8	15	4	40
负重 0.5kg	16	30	3	40
负重 1kg	31	60	2	40
负重 1.5kg	61	90	2	40
坐位屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	8	30	2	115
助力	31	60	1	115
坐位伸膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	8	30	2	60
站立屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	14	30	3	90
标准	31	90	5	90
足跟滑移				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	2	7	2	100
标准	8	30	4	100
踝泵				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	0	3	15	60
标准	4	7	8	60
标准	8	14	4	60
被动膝伸直训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	14	8	60
标准	15	30	4	60

标准	31	90	2	60
----	----	----	---	----

测量量表

术后 1 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 3 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 9 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 11 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 17 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 19 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 25 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 27 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 33 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 35 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分

活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 41 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 43 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 49 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 51 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 57 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 59 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 65 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 67 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 73 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 75 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 81 天		

类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度
术后 83 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	坐位主动伸膝	60.0 度
术后 89 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度（足跟滑移）	100.0 度

方案 6

方案名称：全膝关节置换康复方案

疾病类型：膝/骨性关节炎

方案简介：用于普通初次置换术后患者，方案内容仅供参考，请医生结合患者具体情况选择使用

方案类型：系统

术前训练：无

术后训练：

深蹲				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	31	60	3	115
静蹲训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
靠墙	15	30	2	65
直腿抬高				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	14	4	40
坐位屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	1	14	3	115
俯卧屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	15	30	3	60
负重	31	60	3	60
坐位伸膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	1	7	3	60
标准	8	14	3	85
站立屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	15	30	3	90
标准	31	60	3	90
足跟滑移				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	14	3	100
踝泵				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	0	30	3	60
站立位髌前屈				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度

标准	15	30	3	60
标准	31	60	3	60
被动膝伸直训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	0	30	3	60
前弓步训练(非监测项)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	15	60	3	60

测量量表

术后 7 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 15 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 23 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 31 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 39 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 47 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 55 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度

方案 7

方案名称：全髋关节置换术后康复方案

疾病类型：髋/股骨头坏死

方案简介：适用于普通初次髋关节置换术后的康复训练，模板内容仅供参考，请医生结合患者具体情况选择并调整之后使用

方案类型：系统

术前训练：无

术后训练：

髋外展（站立）				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	5	42	2	45
抗阻	43	90	3	45
髋后伸				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	8	30	2	35
标准	31	60	3	35
静蹲训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
靠墙	43	60	2	65
靠墙	61	90	4	65
直腿抬高				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	3	14	3	40
负重 0.5kg	15	30	5	40
负重 1kg	31	60	5	40
负重 1.5kg	61	90	5	40
足跟滑移				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	1	14	3	100
踝泵				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	0	3	15	60
标准	4	7	8	60
标准	8	14	4	60
髋蛤式运动				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
髋关节术后	5	14	2	65
髋外展（侧卧）				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
髋关节术后	15	28	2	45

髋关节术后	29	42	3	45
平卧髋内收(非监测项)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	2	7	5	60
站立位髋前屈				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	8	28	2	60
屈膝屈髋(站)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	29	60	2	85
标准	61	90	3	85

测量量表

术后 7 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	髋外展（站）	60.0 度
活动度测量	髋前屈（站）	90.0 度
术后 15 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	髋外展（站）	60.0 度
活动度测量	髋前屈（站）	90.0 度
术后 23 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	髋外展（站）	60.0 度
活动度测量	髋前屈（站）	90.0 度
术后 31 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	髋外展（站）	60.0 度
活动度测量	髋前屈（站）	90.0 度
术后 39 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	髋外展（站）	60.0 度
活动度测量	髋前屈（站）	90.0 度
术后 47 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	髋外展（站）	60.0 度
活动度测量	髋前屈（站）	90.0 度
术后 55 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	髋外展（站）	60.0 度
活动度测量	髋前屈（站）	90.0 度

方案 8

方案名称：前交叉韧带重建术后康复方案

疾病类型：膝/前交叉韧带损伤

方案简介：系统模板，仅供参考。适用于 ACL 损伤重建手术后的康复训练。

方案类型：系统

术前训练：无

术后训练：

髌外展（站立）				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	29	90	3	45
髌后伸				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	29	90	3	35
静蹲训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
靠墙	36	60	2	65
靠墙	61	90	5	65
直腿抬高				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	3	14	5	40
负重 0.5kg	15	30	5	40
负重 1kg	31	60	5	40
负重 1.5kg	61	90	5	40
坐位屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	8	35	3	115
坐位伸膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
助力	5	14	2	60
助力	15	28	3	60
站立屈膝				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	22	90	3	90
足跟滑移				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	2	7	2	100
标准	8	21	3	100
踝泵				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	0	3	15	60
标准	4	7	8	60

标准	8	14	4	60
髌外展(侧卧)				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	3	14	3	45
被动膝伸直训练				
训练等级	起始天数	截止天数	每天组数	目标角度
标准	8	28	4	60

测量量表

术后 7 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 15 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 23 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 31 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 39 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 47 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 55 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 63 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 71 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度

术后 79 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度
术后 87 天		
类型	项目/标题	目标角度/得分
活动度测量	屈膝角度(俯卧屈膝)	110.0 度