

请仔细阅读并按照说明书使用或遵照医嘱使用

盆底肌肉康复器说明书

特别提示:每次使用前后必须用洗涤剂仔细清洗或用沸水

【产品名称】盆底肌肉康复器

【商品名】阴道哑铃

【规格】见下表

材质/型号规格	PVC材质+尼龙尾线	YYGY-A-(22)	YYGY-A-(34)	YYGY-A-(46)	YYGY-A-(58)	YYGY-A-(70)
材质/型号规格	硅胶材质+硅胶尾线	YYGY-B-(22)	YYGY-B-(34)	YYGY-B-(46)	YYGY-B-(58)	YYGY-B-(70)
重量(克)		22	34	46	58	70
哑铃底部颜色 (硅胶材质尾部与主体同样颜色)		白色	绿色	黄色	红色	紫色

【结构及组成】由不同重量的康复器主体和尾部引线组成,康复器主体由高分子材料制成,或者由高分子材料和内置配重金属块组成;尾部引线为尼龙线或与康复器主体同样材料。

【适用范围】用于分娩后或阴道肌力不降的女性锻炼阴道肌肉,提高盆底肌肉收缩能力,缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂、慢性疼痛、便秘等症状。

【使用方法】

1、选择康复器:首次使用应选择较轻的康复器(YYGY-A(22)或YYGY-A(34))。在锻炼过程中康复器均不脱落出来,并保持一周时间,就可以更换更重的康复器。

2、使用方法:首先采取仰卧式,选用合适重量的康复器,外涂医用凡士林,把圆头朝里插入阴道2.5cm深(相当于一个指节深度)。收缩肌肉,应感觉到康复器上升,然后站立起来进行锻炼。

3、锻炼方法:通过反复收缩放松盆底肌肉进行快肌、慢肌锻炼,每组30次。

【锻炼周期】以每日进行一次锻炼为最佳,每周2至3次亦可,为了获得良好的锻炼效果,每次锻炼不可中途中断。

【注意事项】康复器在每次使用前后均要用软刷蘸肥皂水或洗手液仔细清洗,如发现破裂变形应停止使用。如在锻炼过程中发生引线脱落情况时;建议使用蹲姿缓缓用力排出康复器。

【禁忌症】不得在泌尿及阴道感染或过敏、恶露未尽、经期时使用盆底肌肉康复器;恶性肿瘤、心脏病、高血压者慎用。

【存放】本品应在仔细清洁后用净水冲洗并擦净晾干,置于干净容器内避光保存。

【制造商】广州圆医生物科技有限公司

【生产地址】广州市番禺区大石街东联工业区北二路4号1栋210

【售后服务电话】020-84215665

【产品备案号】粤穗械备20201698号

【生产日期】【有效期】见标签



圆爱康用户端



圆爱康医护端