

产品说明书

【产品名称】神经和肌肉刺激器用体表电极

【包装规格】

型号规格：YYST-Y-30、YYST-Y-34、YYST-Y-45、YYST-Y-50、YYST-Y-70、YYST-Y-75、
YYST-Y-85、YYST-F-30×30、YYST-F-40×40、YYST-F-50×50、YYST-F-60×60、
YYST-C-40×60、YYST-C-40×70、YYST-C-50×70、YYST-C-60×80、YYST-C-60×90、
YYST-C-50×100、YYST-C-70×100、YYST-C-70×120、YYST-C-80×120、YYST-C-100×150、
YYST-B-80×80、YYST-B-140、YYST-B-80×130、YYST-B-80×160、YYST-B-150×220

【预期用途】

用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。

【主要组成成分】

由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。

【储存条件及有效期】

置于阴凉处保存，有效期 2 年。

生产日期、失效日期： 见产品外标签。

【样本要求】

1. 外观和性状

说明书完整、字迹清晰；包装标签应清晰、准确、牢固。

2. 装量

应不少于标示装量值。

3. 包装

外包装无破损，品名、批号、保存条件、有效期清晰，产品外观完整、标识清晰。

【使用方法】

1. 粘贴部位用酒精棉擦拭、干燥。
2. 电极片从包装袋中取出，从塑料膜上剥离。
3. 电极片粘到需治疗的部位或相应穴位，在皮肤表面轻压固定，与皮肤紧密，均匀接触。
4. 电极片尾巴线与连接线连接。
5. 理疗结束后，先关闭电疗设备，再拔下导联线插头，揭下电极片。
6. 为延长电极片使用寿命，使用后请将电极片贴于塑料膜上，装入包装袋内并封口以防水份流失，置于阴凉处保存。

【注意事项】

1. 本品使用前必须检查包装和产品的外观、如有破损、污物、变形等异常情况时严禁使用。



2. 本品为消耗品，用脏后粘着力减低时，可用清水清洗表面，污物清除后凉干可恢复粘贴力，或直接更换新的电极片。
3. 治疗中电极不可置于心脏前后。
4. 治疗中电极应避免接触伤口及瘢痕。
5. 操作时皮肤如有针刺疼痛感，则可能是下列原因所造成：电极片放置的位置不当，请改放在正确的穴道位置；电极片表面受损，请更换新品使用。
6. 粘贴使用时，罕见发红、肿胀等过敏症状，如出现这种现象，请停止使用。
7. 外用产品，在使用过程中，感到不适或其他问题，应立即停止使用并咨询医生。
8. 不可使用任何损坏的电极片。
9. 发现理疗导电胶片已干涸或无法紧密粘贴时禁用。
10. 请在有效期内使用，不可使用过期的电极片。
11. 在使用中不可随意更换或撕拉，理疗完毕方可揭下，揭下时不要只撕扯导联线。
12. 使用前或使用中如有问题，建议向医生咨询。
13. 使用完毕后，抛弃物的丢弃或处理应符合当地相关部门的法律/法规。

贮藏：使用后将电极片粘回保护用之塑料膜，再将包装袋之封口封好，置于阴凉处。

【禁忌症】

禁忌粘贴于有创伤或疤痕的皮肤上。

【特殊人群】

（如：心脏病患者、妊娠者、幼儿、脑梗患者、过敏体质等）需慎用，使用前需详细阅读配套仪器的使用说明书或遵医嘱。

【备案人】

备案人名称：广州圆医生物科技有限公司

住所：广州市黄埔区开创大道 728 号自编 4 栋 4 层 412 房

联系方式：13926083056

电话：020-84215665

传真：020-84215665

生产地址：广州市黄埔区开创大道 728 号自编 4 栋 4 层 412 房

【医疗器械备案凭证编号】

【生产企业】

企业名称：广州圆医生物科技有限公司

住所：广州市黄埔区开创大道 728 号自编 4 栋 4 层 412 房

企业名称：广州圆医生物科技有限公司

住所：广州市黄埔区开创大道 728 号自编 4 栋 4 层 412 房

生产地址：广州市黄埔区开创大道 728 号自编 4 栋 4 层 412 房

联系方式：13926083056



电话：020-84215665

传真：020-84215665

【医疗器械生产备案凭证编号】

【说明书核准及修改日期】 2010.06

